



## IMPORTANT

**Read carefully and follow the instructions**

FABRIC: 100% COTTON  
HOT/COLD PACK

### INSTRUCTIONS FOR COLD USE:

Place in a plastic bag and into freezer for at least 4 hours before use.

### INSTRUCTIONS FOR HOT USE:

#### TO BE HEATED BY ADULTS ONLY

**Always use a microwave oven that is clean and free of food particles.**

- 1 Fold the pack in two and place it **in the center** of the microwave's turntable.
- 2 Heating time may need to be adjusted, due to differences in power of individual microwaves. To prevent overheating of the pack, microwave in 30-second increments until desired temperature is reached. After each 30 seconds, remove the pack from the microwave and check the temperature for at least 5 seconds. **Total heating should not exceed 2 minutes (maximum of four (4) 30-seconds intervals).** Do not leave pack unattended while heating. Make sure temperature is comfortable to the touch before applying to the skin.

#### COLD



#### HOT



## WARNINGS THIS IS NOT A TOY

**Use only as directed.** This product is not for children under 3 years of age; keep out of their reach. Respect the specified heating time. The pack is made of natural fibers and grains which can catch fire or inflict burns if overheated. Do not leave the product unattended while heating. Allow the pack to cool for at least 1 hour before reheating. Do not heat more than 3 times a day. For more than 3 daily uses, please alternate with a second pack. Heat or cool from room temperature only. Do not directly heat when cold or freeze when hot. Stained or overheated packs must be safely discarded. Always test the temperature of the product before handling. Do not use the pack with therapeutic creams or ointments. Never leave a hot pack unattended on upholstered furniture, under blankets or other flammable materials. Do not use this product if you have any degree of insensitivity to pain or temperature. People with health problems should consult their doctor before use. Stop using the pack if you have an allergic reaction. Never apply this product to an infant, nor to someone who is asleep, unconscious, disabled or otherwise helpless. Do not sleep with the product. This product may lose effectiveness with use, so **it is recommended to change your Magic Bag after a hundred uses.** **Keep the pack away from sources of heat or constant high humidity. This pack is not washable. Keep dry at all times. Store in cool and dry area.**

Made in Canada

MASDEL inc., 9081 du Parcours, Anjou, Québec, Canada, H1J 2Y1, 514-381-5551

LAB200 CA 26395

Français au verso

LOT :

Madel inc., #7004/9081 du Parcours, Anjou, Québec, H1J 2Y1, 514-381-5551	
1 COMPRESSE CHAUDE/FROIDE	1 HOT/COLD COMPRESS
CONTENU: Avoine	
CONTENT : Oats	
MASDEL inc. #	0780 - 101
Fabriqué par/ No de Permis :	Made by/ Reg. No. :
MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT	NEW MATERIAL ONLY
Cet article contient des	This article contains
Cette étiquette est apposée conformément à la loi de la province	This label is affixed in compliance With provincial law

Not to be removed until delivered to the consumer

Ne pas enlever avant la livraison au consommateur



## IMPORTANT

**Lire attentivement et suivre les instructions**

TISSU : 100% COTON  
COMPRESSE CHAUDE/FROIDE

### INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FROIDE :

Avant l'utilisation, mettre la compresse dans un sac de plastique et la laisser au congélateur au moins 4 heures.

### INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CHAUDE :

#### LE CHAUFFAGE DOIT SE FAIRE PAR UN ADULTE SEULEMENT

Utiliser un four à micro-ondes propre et sans particules de nourriture.

- 1 Plier la compresse en deux et la placer **au centre** de la plaque rotative du four à micro-ondes.
- 2 Compte tenu des différentes puissances de micro-ondes, il peut être nécessaire d'ajuster la durée de chauffage. Afin de prévenir la surchauffe de la compresse, faire chauffer au micro-ondes par tranche de 30 secondes jusqu'à température désirée. Après chaque tranche de 30 secondes, sortir la compresse du micro-ondes et vérifier la température pendant au moins 5 secondes. **Le temps total de chauffage ne doit pas excéder 2 minutes (maximum de 4 tranches de 30 secondes)**. Ne pas laisser la compresse sans surveillance pendant le chauffage. S'assurer que la température est confortable avant tout contact avec la peau.

#### FROID



#### CHAUD



## MISES EN GARDE CECI N'EST PAS UN JOUET

Utiliser ce produit seulement selon les indications du fabricant. Ce produit n'est pas conçu pour les enfants de moins de 3 ans. Le garder hors de leur portée. Respecter le temps de chauffage indiqué ci-haut. Une compresse surchauffée peut causer un incendie ou entraîner des brûlures. Ne pas laisser chauffer la compresse sans surveillance. Laisser refroidir la compresse au moins 1 heure avant de la chauffer de nouveau. Ne pas chauffer une compresse plus de 3 fois par jour. Pour plus de 3 utilisations par jour, alterner avec une deuxième compresse. Chauffer ou refroidir à partir de la température ambiante seulement. Ne pas transférer le produit directement du congélateur au micro-ondes et vice versa. Jeter de façon sécuritaire les compresses tachées ou surchauffées. Toujours vérifier la température du produit avant la manipulation. Ne pas utiliser de crèmes ni d'onguents thérapeutiques avec la compresse. Ne jamais laisser une compresse chauffée sans surveillance sur des meubles rembourrés ni sur d'autres matériaux inflammables. Ne pas utiliser si vous êtes insensible à la douleur ou à la température, peu importe le degré d'insensibilité. Si vous avez un problème de santé, consulter un médecin avant de l'utiliser. Cesser l'utilisation en cas de réaction allergique. Ne pas placer ce produit sur un bébé, sur une personne handicapée, endormie ou sans connaissance ou sur toute autre personne incapable de s'aider. Ne pas dormir avec ce produit. Ce produit peut perdre de son efficacité avec l'usage. **il est donc recommandé de changer votre Sac Magique après une centaine d'utilisations.** Garder la compresse loin de sources de chaleur et d'endroits à humidité élevée. Toujours garder dans un endroit tempéré. Cette compresse n'est pas lavable.

Fait au Canada

MASDEL inc., 9081 du Parcours, Anjou, Québec, Canada, H1J 2Y1, 514-381-5551  
LAB200 CA 26395